

## Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 Ftcdウサギモノクローナル抗体 - O95954

商品番号: CM0007577

### 前書き

ヒトFTCDに対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応し、葉酸代謝および細胞骨格組織の研究に使用できます。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名         | FTCD ウサギmAb                                         |
| 備考 / 別名     | LCHCl; FTCD                                         |
| 対象種         | ヒト                                                  |
| GeneID (ヒト) | 10841                                               |
| GeneID      | 10841                                               |
| 免疫原         | ヒトFTCD(NP_006648.1)のアミノ酸320～541に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                 |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                           |
| 用途          | WB、IF-P、IHC-P、ELISA                                 |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                          |
| SWISS       | O95954                                              |
| タンパク質分子量    | 59kDa                                               |
| 発送          | 保冷剤                                                 |