


Ftmt ウサギポリクローナル抗体（ミトコンドリアフェリチン）Wb、Elisa用 - Q8N4E7

商品番号: CM0016791



前書き

ヒトミトコンドリアフェリチン（FTMT）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、マウスと交差反応します。鉄代謝、ミトコンドリア機能、および酸化ストレス研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FTMT ウサギ pAb
備考/別名	MTF; FTMT
種	ヒト
遺伝子ID	94033
免疫原	ヒトFTMT（NP_803431.1）のアミノ酸183-242に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q8N4E7
タンパク質分子量	28kDa
配送	アイスパック