

Fto ウサギポリクローナル抗体 - 遺伝子Id 79068

商品番号: CM0022615

前書き

ゼブラフィッシュのN末端断片を抗原として作製した、FTOを標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。エピトランスクリプトミクスおよび肥満研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FTO ウサギ pAb
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79068
遺伝子ID (ゼブラフィッシュ)	553363
免疫原	ゼブラフィッシュFTO (XP_009301626.1) のアミノ酸1〜349に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
配送	保冷バッグ