

Wb、Ihc-P、Elisa用 Fuca2 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bty2

商品番号: CM0017024

前書き

ヒト血漿α-L-
フコシダーゼ（FUCA2）に対する高品質なウサギポリ
クローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-
P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差
反応します。糖タンパク質代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FUCA2 ウサギ pAb
備考/別名	dJ20N2.5; FUCA2
種	ヒト
GeneID	2519
免疫原	ヒトFUCA2（NP_114409.2）のアミノ酸118-467に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BTY2
タンパク質分子量	54kDa
配送	アイスバッグ