

Fuk ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - Q8N0W3

商品番号: CM0024549

前書き

ヒトL-
フコースキナーゼ（FUK）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応性あり。フコースサルベージ経路研究および糖鎖化異常研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FUK ウサギ pAb
備考/別名	FUK; CDGF2; I110046B12Rik
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	197258
遺伝子ID	197258
免疫原	ヒトFUK (NP_659496.2) のアミノ酸795-1084に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8N0W3
タンパク質分子量	118kDa
発送	保冷バッグ