

WbおよびElisa用Fut3ウサギポリクローナル抗体 (Fuct-Iii) - P21217

商品番号: CM0016619

前書き

ヒトFUT3 (Fucosyltransferase 3)に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ラットと交差反応します。ルイス式血液型抗原の研究および糖転移酵素の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FUT3 Rabbit pAb
備考/別名	LE; Les; FT3B; CD174; FucT-III; FUT3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2525
GeneID	2525
免疫原	ヒトFUT3 (NP_000140.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P21217
タンパク質分子量	42kDa
配送	アイスバッグ