


Fxr1 ウサギ Pab - P51114

商品番号: CM0019683



前書き

ヒト FXR1 (P51114)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISA

で検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。
mRNA翻訳調節、神経発生、および筋肉発達の研究に役立ちます。予測分子量：70 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FXR1 ウサギ pAb
備考/別名	FXR1P; CMYP9A; CMYP9B; MYOPMIL; MYORIBF; FXR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8087
GeneID	8087
免疫原	ヒト FXR1 (NP_001013456.1) のアミノ酸 310-539 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51114
タンパク質分子量	70kDa
配送	アイスバッグ