

## Fyn ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc、If/Icc、Elisa用） - P06241

商品番号: CM0021486



### 前書き

ヒトFyn（P06241）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのFynを認識します。Fynは、細胞シグナル伝達、免疫応答、神経機能に参与するSrcファミリー非受容体型チロシンキナーゼです。腫瘍学および免疫学研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                          |
|-------------|--------------------------------------------|
| 製品名         | Fyn ウサギ pAb                                |
| 備考/別名       | SLK; SYN; p59-FYN; Fyn                     |
| 種           | ヒト                                         |
| GeneID (ヒト) | 2534                                       |
| GeneID      | 2534                                       |
| 免疫原         | ヒトFyn（NP_002028.1）のアミノ酸200-300に相当する合成ペプチド。 |
| 由来          | ウサギ                                        |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                  |
| 適用          | WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA                 |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                 |
| SWISS       | P06241                                     |
| タンパク質分子量    | 61kDa                                      |
| 発送          | 保冷バッグ                                      |