


Gaa ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - P10253

商品番号: CM0002218



前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗GAAウサギモノクローナル抗体です。グリコーゲン分解に必要なヒトリソソームα-グルコシダーゼ（P10253）を標的とし、ポンペ病研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GAA ウサギmAb
別名	LYAG; GAA
反応種	ヒト
GeneID（ヒト）	2548
GeneID	2548
免疫原	合成ペプチド ヒトGAA（P10253）のアミノ酸100-200領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P10253
タンパク質分子量	105kDa
発送方法	保冷剤