

Gabbr1 ウサギ Pab - Q9Ubs5

商品番号: CM0016158



前書き

ヒトγ-
アミノ酪酸B型受容体サブユニット1（GABBR1）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで使用可能。ヒト、マウス、ラットと反応し、抑制性シナプス伝達の神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GABBR1 ウサギ pAb
別名	GB1; GPRC3A; GABABR1; GABBR1-3; GABBR1
対象種	ヒト
遺伝子ID	2550
免疫原	ヒトGABBR1（NP_068703.1）のアミノ酸200-460番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBS5
タンパク質分子量	108kDa
輸送方法	氷袋