


ガレクチン3/Lgals3 ウサギモノクローナル抗体 Wb, Ihc-P, Ip, Elisa 対応 - P17931

商品番号: CM0002544



前書き

ヒトGalectin-

3 (LGALS3、MAC2) に対するウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-

P、IP、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。炎症、がん、細胞接着の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Galectin 3/LGALS3 ウサギmAb
別名	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2; Galectin 3/LGALS3
対象種	ヒト
GeneID	3958
免疫原	合成ペプチド ヒトGalectin 3/LGALS3 (P17931) のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アッセイ	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17931
タンパク質分子量	26kDa
発送方法	保冷剤