

Galns ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - P34059

商品番号: CM0023219



前書き

GALNS

ウサギpAbは組換えヒトGALNSを免疫原として作製されたポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のGALNSを検出し、リソソーム蓄積症の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GALNS ウサギpAb
別名	GAS; MPS4A; GalN6S; GALNAC6S; GALNS
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2588
遺伝子ID	2588
免疫原	ヒトGALNS (NP_000503.1) のアミノ酸27〜307番の配列に対応する組換えタンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
応用	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P34059
タンパク質分子量	58kDa
発送方法	保冷剤