


Gamt ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q14353

商品番号: CM0030924



前書き

GAMT ウサギポリクローナル抗体は、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのGAMTと反応します。グアニジノ酢酸N-メチルトランスフェラーゼを標的とし、クレアチン合成に重要です。代謝疾患および神経発達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GAMT ウサギ pAb
備考/別名	PIG2; CCDS2; TP53I2; HEL-S-20; GAMT
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2593
遺伝子ID	2593
免疫原	ヒト GAMT (NP_000147.1) のアミノ酸1-236に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14353
タンパク質分子量	26kDa
配送	保冷バッグ