

Wb、Ihc-P、Elisa用Gas2ウサギポリクローナル抗体 - O43903

商品番号: CM0015327

前書き

GAS2ウサギpAbは、ヒトおよびマウスとの交差反応性を有し、WB、IHC-P、ELISAでgrowth arrest-specific protein

2を検出します。組換え免疫原により、35kDaのバンドが得られます。細胞骨格および聴覚研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GAS2ウサギpAb
備考／別名	GAS-2; GAS2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2620
GeneID	2620
免疫原	ヒトGAS2（NP_005247.1）のアミノ酸1～100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O43903
タンパク質分子量	35kDa
輸送	保冷バッグ