


ウエスタンブロット用 Gata1 ウサギポリクローナル抗体 - P15976

商品番号: CM0014921



前書き

ヒトGATA1（重要な赤血球系転写因子）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットで検証済みで、マウスとも交差反応性を示します。赤血球形成およびヘモグロビン症の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GATA1 ウサギ pAb
備考／別名	GF1, GF-1, NFEL, XLTT, ERYF1, NF-E1, XLANP, XLTDA, GATA-1, HAEADA, GATA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2623
GeneID	2623
免疫原	ヒトGATA1 (NP_002040.1) のアミノ酸55-155に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB
交差反応性	マウス
SWISS	P15976
タンパク質分子量	43kDa
配送	保冷バッグ