

Gbf1 Rabbit Pab - Q92538

商品番号: CM0030798

前書き

ヒトGBF1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのGBF1を検出します。GBF1は、COPI小胞輸送およびゴルジ体の構築に関与する、ゴルジ体特異的ブレフェルデインA耐性グアニンヌクレオチド交換因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GBF1 Rabbit pAb
備考/別名	CMT2GG; CMTDI2; CMTDIA; ARF1GEF; GBF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8729
GeneID	8729
免疫原	ヒトGBF1 (NP_004184.1) のアミノ酸1-85に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q92538
タンパク質分子量	206kDa
配送	アイスバッグ