


Wb、Ihc-P、Elisa用Gbp、ウサギモノクローナル抗体 - P32455

商品番号: CM0003204



前書き

ヒトGBP1特異的組換えウサギモノクローナル抗体。

WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのGBP1を検出します。自然免疫、オートファジー、および感染症の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GBP1 Rabbit mAb
備考/別名	GBP1; guanylate-binding protein 1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2633
GeneID	2633
免疫原	合成ペプチド ヒトGBP1 (P32455) のアミノ酸493-592領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P32455
タンパク質分子量	68 kDa
配送	氷袋