


Wb、Elisa用 Gbp1 ウサギポリクローナル抗体 - P32455

商品番号: CM0026679



前書き

CamelBioのGBP1ウサギポリクローナル抗体は、ウェスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーション用に設計されています。この抗体は、自然免疫および病原体防御に関与する重要なインターフェロン誘導性GTPアーゼである、ヒトグアニレート結合タンパク質1を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GBP1 Rabbit pAb
備考/別名	GBP1
種	ヒト
GeneGeneID (ヒト)	2633
GeneID	2633
免疫原	組換えタンパク質；ヒトGBP1 (NP_002044.2) のアミノ酸383-592に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P32455
タンパク質分子量	68kDa
配送	アイスパック