

## Gcet2 ウサギモノクローナル抗体（WbおよびElisa用） - Q8N6F7

商品番号: CM0002810

### 前書き

ヒトGCET2（HGAL、GCAT2）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み、ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。胚中心B細胞生物学およびリンパ腫の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| 主要パラメータ   | 仕様                                            |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 製品名       | GCET2 ウサギmAb                                  |
| 備考/別名     | HGAL; GCAT2; GCET2                            |
| 種         | ヒト                                            |
| 遺伝子ID（ヒト） | 257144                                        |
| 遺伝子ID     | 257144                                        |
| 免疫原       | ヒトGCET2（Q8N6F7）のアミノ酸1-178に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来        | ウサギ                                           |
| カテゴリー     | モノクローナル抗体                                     |
| 適用        | WB, ELISA                                     |
| 交差反応性     | ヒト、マウス、ラット                                    |
| SWISS     | Q8N6F7                                        |
| タンパク質分子量  | 21kDa                                         |
| 発送        | 保冷バッグ                                         |