


Gcn2 ウサギモノクローナル抗体 - Q9P2K8

商品番号: CM0007361



前書き

WB、IHC-

P、ELISAでバリデーション済みのGCN2ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。翻訳および統合ストレス応答を制御する代謝ストレスセンサー、eIF-2-

alphaキナーゼGCN2を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GCN2 ウサギmAb
備考/別名	GCN2; PVOD2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	440275
GeneID	440275
免疫原	組換えタンパク質；ヒトGCN2のアミノ酸1～300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001013725.2)。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9P2K8
タンパク質分子量	187kDa
輸送	保冷バッグ