


WbおよびElisa用Gemin7ラビットポリクローナル抗体 - Q9H840

商品番号: CM0015950



前書き

ヒトGEMIN7 (SIP3)

を標的とするラビットポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。snRNP集合、pre-mRNAスプライシング、およびSMN複合体の機能の調査に役立ちます。ヒトと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GEMIN7 Rabbit pAb
備考/エイリアス	SIP3; GEMIN7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79760
GeneID	79760
免疫原	ヒトGEMIN7 (NP_078983.1) のアミノ酸1-131に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9H840
タンパク質分子量	15kDa
配送	氷袋