

GL7 ウサギポリクローナル抗体 - Q6Yw00

商品番号: CM0021215

前書き

Oryza sativa GL7タンパク質（Q6YW00、約104 kDa）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB およびELISAで検証済みで、イネに対する特異的な反応性を有します。植物生物学および作物研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GL7 ウサギpAb
備考／別名	GL7
種	Oryza sativa
遺伝子ID	4343837
免疫原	組換えタンパク質 Oryza sativa GL7のアミノ酸444～570に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。（Q6YW00）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	Oryza sativa
SWISS	Q6YW00
タンパク質分子量	104 kDa
輸送	保冷バッグ