

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用Glb1ウサギポリクローナル抗体 - P16278

商品番号: CM0022211



前書き

ヒトβ-

ガラクトシダーゼ（GLB1）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。リソソーム蓄積症およびエラスチン形成の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLB1 ウサギpAb
備考/別名	EBP; ELNR1; MPS4B; GLB1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2720
免疫原	ヒトGLB1（NP_000395.3）のアミノ酸329～677に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16278
タンパク質分子量	76 kDa
輸送	保冷剤