

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Gli1 ウサギモノクローナル抗体 - P08151

商品番号: CM0007617



前書き

ウエスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用に検証済みの高品質GLI1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのGLI1に反応。免疫原はN末端アミノ酸1-

233をカバー。がん研究や発生生物学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLI1 ウサギ mAb
備考/別名	GLI; PPD1; PAPA8; GLI1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2735
GeneID	2735
免疫原	ヒト GLI1 (NP_005260.1) のアミノ酸1-233に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08151
タンパク質分子量	118kDa
発送	保冷バッグ