


Gli3 ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P10071

商品番号: CM0009355



前書き

高品質なGli3ウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAに対応し、ヒト・マウス・ラットで実証済みです。ヘッジホッグシグナル伝達・発生生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Gli3 Rabbit mAb
別名	PHS; ACLS; GCPS; PAPA; PAPB; PAP-A; PAPA1; PPDIV; GLI3FL; GLI3-190; Gli3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2737
遺伝子ID	2737
免疫原	ヒトGli3 (P10071) のアミノ酸1301-1580番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10071
タンパク質分子量	170kDa
発送方法	氷袋