


Glut3/Slc2A3 ウサギポリクローナル抗体 - P11169

商品番号: CM0024987



前書き

促進性グルコース輸送体であるGLUT3/SLC2A3に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。グルコース輸送および代謝の研究に使用されます。UniProt P11169。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GLUT3/SLC2A3 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	GLUT3; GLUT3/SLC2A3
種	ヒト
遺伝子ID	6515
免疫原	ヒトGLUT3/SLC2A3 (NP_008862.1) のアミノ酸207-281に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11169
タンパク質分子量	54kDa
配送	アイスバッグ