

グルタミナーゼ(Gls) ウサギモノクローナル抗体 用途：Wb、If/Icc、If-P、Elisa - O94925

商品番号: CM0006396



前書き

WB、IF/ICC、IF-

P、ELISA用途のウサギ由来抗グルタミナーゼ(GLS)モノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと反応します。グルタミン代謝に重要なミトコンドリアGLS腎臓アイソフォームを標的としており、がん代謝や神経伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	グルタミナーゼ(GLS) ウサギmAb
別名	GAC; GAM; KGA; GLS1; AAD20; DEE71; GDPAG; CASGID; EIEE71; Glutaminase (GLS)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2744
GeneID	2744
免疫原	合成ペプチド ヒト・グルタミナーゼ(GLS)のアミノ酸40～140番領域の配列に対応する合成ペプチド。(NP_055720.3)
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O94925
タンパク質分子量	73 kDa
輸送方法	保冷剤