


グリコーゲンシンターゼ1 (Gys1) ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P13807

商品番号: CM0004965



前書き

ヒト グリコーゲンシンターゼ1 (GYS1) を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。筋肉およびグリコーゲン代謝の研究に最適です。Swiss-Prot: P13807。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Glycogen synthase 1 (GYS1) Rabbit mAb
備考/別名	GSY; GYS; Glycogen synthase 1 (GYS1)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2997
遺伝子ID	2997
免疫原	合成ペプチド ヒト グリコーゲンシンターゼ (P13807) のアミノ酸638-737領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13807
タンパク質分子量	84kDa
配送	氷袋