


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Gmnn ウサギ Pab - O75496

商品番号: CM0028911



前書き

ヒト Geminin (GMNN)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに使用可能。マウス、ラットとの交差反応性あり。細胞周期およびDNA複製研究における研究用として検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GMNN ウサギ pAb
備考/別名	Gem; MGORS6; GMNN
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51053
GeneID	51053
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75496
タンパク質分子量	24kDa
発送方法	保冷バッグ