

Wb、Ihc-P、Elisa用Gna12ウサギポリクローナル抗体（Pab） - Q03113

商品番号: CM0018075



前書き

GNA12（Gタンパク質サブユニットα12）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-

P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。組換えタンパク質免疫原を使用しています。シグナル伝達およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNA12 ウサギpAb
備考／別名	RMP; gep; NNX3; HG1M1; GNA12
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2768
GeneID	2768
免疫原	ヒトGNA12（NP_031379.2）のアミノ酸285～381を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q03113
タンパク質分子量	44kDa
輸送	保冷バッグ