

Gna14 ウサギポリクローナル抗体 - O95837

商品番号: CM0015851

前書き

ヒトGNA14を標的とするウサギポリクローナル抗体。
ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAに適しています。
。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。G
タンパク質共役型シグナル伝達経路の研究に最適です
。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNA14 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	HGII; GNA14
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9630
遺伝子ID	9630
免疫原	ヒトGNA14のアミノ酸40-350に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_004288.1)
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95837
タンパク質重量	42kDa
配送	アイスバッグ