


Gnai2 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P04899

商品番号: CM0002877



前書き

組換えGNAI2

ウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。アデニル酸シクラーゼを阻害するGタンパク質サブユニットであるヒトおよびラットのGNAI2（40kDa）を認識します。GPCRシグナル伝達や炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNAI2 Rabbit mAb
別名	GIP; HG1C; GNAI2B; H_LUCA15.1; H_LUCA16.1; GNAI2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2771
GeneID	2771
免疫原	合成ペプチド ヒトGNAI2（P04899）のアミノ酸250～355番内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P04899
タンパク質分子量	40kDa
発送	氷袋