

Gnas ウサギ Pab (Wb、If/Icc、Ip、Elisa用) - O95467 / P63092 / P84996 / Q5Jwf2

商品番号: CM0024914

前書き

GNASを標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。GNAS関連シグナル伝達および神経内分泌機能の研究に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNAS ウサギ pAb
備考/別名	AHO; GSA; GSP; POH; GPSA; NESP; SCG6; SgVI; GNAS1; PITA3; C20orf45; GNAS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2778
GeneID	2778
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95467/P63092/P84996/Q5JWF2
タンパク質分子量	28kDa/44kDa/45kDa/77kDa/109kDa/111kDa
発送	保冷バッグ