


Gne ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa適用） - Q9Y223

商品番号: CM0002923



前書き

ヒトGNE（Q9Y223）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの実用性が検証済みです。シアル酸生合成の鍵酵素であるヒトおよびラットのGNEを検出し、分子量は79 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNE ウサギmAb
別名	NM; DMRV; IBM2; Uae1; GLCNE; GNE
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	10020
GeneID	10020
免疫原	ヒトGNE（Q9Y223）のアミノ酸623～722番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9Y223
タンパク質分子量	79 kDa
発送方法	保冷剤梱包