

Gnp1 ウサギポリクローナル抗体（Oryza Sativa） - Q10Ac7

商品番号: CM0022691

前書き

Oryza sativa
用GNP1ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISA
でバリデーション済み。組換え免疫原を使用し、Oryz
a sativa と交差反応します。42
kDaタンパク質。植物の成長および発生研究に最適で
す。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	GNP1 ウサギpAb
別名	GNP1; OsGA20ox1; qEPD2
種	Oryza sativa
遺伝子ID	4334841
免疫原	Oryza sativa GNP1（Q10AC7）のアミノ酸1～100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	Oryza sativa
SWISS	Q10AC7
タンパク質分子量	42 kDa
配送	保冷剤