


WbおよびElisa用Gnrh1ウサギポリクローナル抗体 - P01148

商品番号: CM0026489



前書き

このヒトGnRH1（LHRH、GRHとも呼ばれる）に対するウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証されており、マウスと交差反応します。GnRH媒介性ゴナドトロピン分泌経路の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GnRH1ウサギpAb
備考/別名	GRH; GNRH; LHRH; LNRH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2796
GeneID	2796
免疫原	ヒトGNRH1 (NP_001076580.1) のアミノ酸1-92に相当する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P01148
タンパク質分子量	10kDa
配送	氷袋