

Gns ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P15586

商品番号: CM0025365

前書き

ヒトGNS（N-アセチルグルコサミン-6-スルファターゼ）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーションで検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。糖生物学およびリソソーム貯蔵病の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GNS Rabbit pAb
備考／別名	G6S; GNS
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2799
遺伝子ID	2799
免疫原	ヒトGNS（NP_002067.1）のアミノ酸293-552番に対応する組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15586
タンパク質分子量	62kDa
輸送方法	保冷剤