


Gorasp2 Rabbit Pab For Wb, If/Icc, Elisa - Q9H8Y8

商品番号: CM0016478



前書き

ゴルジ体再集合積層タンパク質であるGORASP2 (GRASP55)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのWB、IF/ICC、ELISAに適しています。

免疫原：組換えヒトGORASP2 (aa 353-452)。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GORASP2 Rabbit pAb
備考/別名	p59; GRS2; GOLPH6; GRASP55; GORASP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26003
GeneID	26003
免疫原	ヒトGORASP2 (NP_056345.3) のアミノ酸353-452に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H8Y8
タンパク質分子量	47kDa
配送	アイスパック