

WbおよびElisa用Gp6ウサギポリクローナル抗体 - Q9Hcn6

商品番号: CM0023286



前書き

WBおよびELISAで検証された高品質なGP6ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのGP6を認識します。血栓症および止血研究における血小板糖タンパク質VIの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GP6 Rabbit pAb
備考/別名	GPIV; GPVI; BDPLT11; GP6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51206
遺伝子ID	51206
免疫原	合成ペプチド (ヒトGP6 (NP_057447.5) のアミノ酸21-267内の配列に対応する合成ペプチド)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HCN6
タンパク質分子量	37kDa
配送	アイスバッグ