

Gpam ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Hcl2

商品番号: CM0026070



前書き

ヒトGPAM（グリセロール-3-リン酸アシルトランスフェラーゼ1、ミトコンドリア）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。脂質代謝研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPAM ウサギ pAb
備考/別名	GPAT; GPAT1; GPAM
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57678
GeneID	57678
免疫原	ヒトGPAM (NP_001231878.1) のアミノ酸594-828に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9HCL2
タンパク質分子量	94 kDa
発送	保冷バッグ