

Gpr182 ウサギPab Wb、 Elisa用 - O15218

商品番号: CM0024148

前書き

非典型ケモカインスカベンジャー受容体であるGPR182 (ACKR5)に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびマウスと交差反応します。ケモカインシグナル伝達および免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPR182 ウサギpAb
略称/別名	AMR, 7TMR, ADMR, AM-R, G10D, LI-R, gamrh, hrhAMR, GPR182
対象種	ヒト
遺伝子ID	11318
免疫原	ヒトGPR182 (NP_009195.1)のアミノ酸250〜350領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O15218
タンパク質分子量	45kDa
輸送方法	保冷剤