

Gprin1 ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - Q7Z2K8

商品番号: CM0021657

前書き

ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適した高品質のGPRIN1ウサギポリクローナル抗体。神経突起伸長の調節に関与するタンパク質であるヒト、マウス、ラットのGPRIN1と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPRIN1 ウサギ pAb
備考/別名	GRIN1; GPRIN1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	114787
GeneID	114787
免疫原	ヒトGPRIN1（NP_443131.2）のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7Z2K8
タンパク質分子量	102kDa
輸送	保冷バッグ