


Gps1 ウサギ Pab - Q13098

商品番号: CM0025445



前書き

GPS1 (CSN1/COPS1)

に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。ユビキチン-

プロテアソーム経路およびシグナローム研究に適しています。分子量は56kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GPS1 ウサギ pAb
備考/別名	CSN1; SGN1; COPS1; GPS1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2873
遺伝子ID	2873
免疫原	組換えタンパク質 (ヒトGPS1 (NP_997657.1) のアミノ酸258-527に対応する配列を含む組換え融合タンパク質)
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13098
タンパク質分子量	56kDa
輸送方法	氷袋