

グラニューリン ウサギPolymab® - P28799

商品番号: CM0004096



前書き

ウエスタンブロッティング、免疫蛍光/免疫細胞染色、ELISAに対応する抗グラニューリン・ウサギPolymAb®です。ヒト、マウスと反応します。ヒトグラニューリン(PGRN, GP88)を標的とする組換えモノクローナル抗体で、リソソーム機能および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	グラニューリン Rabbit PolymAb®
別名	GEP; GP88; PEPI; PGRN; CLN11; PCDGF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2896
GeneID	2896
免疫原	合成ペプチド ヒトグラニューリン(NP_002078.1)のアミノ酸494～593番目の配列に相当する合成ペプチドを使用しています。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P28799
タンパク質分子量	64kDa
配送方法	保冷剤