


Grb10 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13322

商品番号: CM0015849



前書き

WBおよびELISAで検証済みのGRB10ウサギポリクローナル抗体です。インスリン/IGF1Rシグナル伝達およびWnt経路の主要なアダプターであるヒトGRB10を検出します。代謝研究および癌研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GRB10 Rabbit pAb
別名	RSS; IRBP; MEG1; GRB-IR; Grb-10; GRB10
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2887
免疫原	ヒトGRB10（NP_005302.3）のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウェスタンブロッティング（WB）、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	Q13322
タンパク質分子量	67kDa
発送方法	氷袋梱包