

Grb2 ウサギモノクローナル抗体（Wb用） - P62993

商品番号: CM0002347

前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みのGRB2ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのGRB2を認識します。増殖因子受容体シグナル伝達、T細胞活性化、およびオートファジーの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GRB2 Rabbit mAb
備考/別名	ASH; Grb3-3; MST084; NCKAP2; MSTP084; EGFRBP-GRB2; GRB2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2885
GeneID	2885
免疫原	合成ペプチド ヒトGRB2 (P62993) のアミノ酸118-217領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62993
タンパク質分子量	25kDa
配送	氷袋