

Wb、Elisa用Grhl2ウサギポリクローナル抗体 - Q6Isb3

商品番号: CM0020177



前書き

ヒトおよびラットのウェスタンブロットおよびELISAで検証されたGRHL2ウサギポリクローナル抗体。上皮の発生および神経管閉鎖に重要な転写因子である、Grainyhead-likeタンパク質2ホモログを標的とします。神経管形成、上皮形態形成、およびケラチノサイト生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GRHL2 Rabbit pAb
備考/別名	GRHL2; BOM; DFNA28; ECTDS; TFCEP2L3; grainyhead-like protein 2 homolog
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79977
GeneID	79977
免疫原	ヒトGRHL2のアミノ酸110-210内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q6ISB3
タンパク質分子量	69kDa/71kDa
配送	アイスバッグ