

Wb、Ihc-P、Elisa用Grik2ウサギMab - Q13002

商品番号: CM0012529



前書き

ヒト GRIK2 (GluR6, EAA4)

を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済みであり、ヒト、マウス、ラットとの反応性を示します。イオン型グルタミン酸受容体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GRIK2 Rabbit mAb
備考/別名	EAA4; GLR6; MRT6; GLUK6; GLUR6; GluK2; NEDLAS; GRIK2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2898
GeneID	2898
免疫原	ヒト GRIK2 (Q13002) のアミノ酸50-150に相当する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13002
タンパク質分子量	103kDa
配送	アイスバッグ