


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 Gsk3B ウサギポリクローナル抗体 - P49841

商品番号: CM0019009



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISA用に検証済みのGSK3βウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。Wntシグナル伝達、グルコース代謝、アルツハイマー病の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSK3β ウサギ pAb
備考/別名	GSK3B; gsk-3β; GSK3β
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2932
遺伝子ID	2932
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49841
タンパク質分子量	47kDa
発送	保冷バッグ