

WbおよびElisa用 Gsr ウサギポリクローナル抗体 - P00390

商品番号: CM0012886



前書き

ヒトグルタチオンレダクターゼ（GSR）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、マウスとの交差反応性あり。酸化還元生物学、酸化ストレス、溶血性貧血経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GSR ウサギ pAb
備考/別名	GR; GSRD; HEL-75; HEL-S-122m; GSR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2936
GeneID	2936
免疫原	ヒトGSR (NP_000628.2) のアミノ酸273-522に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P00390
タンパク質分子量	56kDa
発送	保冷バッグ